



Guía para Soliictar: liners Alpha Hybrid AK

PERFIL


Symmetrical Liner Profile



Para liners con perfil progresivo, el tamaño del paraguas distal en el acordeón cambia con el tamaño del liner.

GUÍA DE TALLAS

Por favor consulte las ilustraciones para saber cómo ordenar los liners Alpha Hybrid AK.



SUGERENCIAS DE CÓDIGO L

L5679 Cushion Liner (bill once per liner)
L5673 Locking Liner (bill once per liner)

GARANTÍA

12 meses desde la fecha de ajuste del paciente.

PERIODO DE PRUEBA

30 días desde la fecha de adaptación del paciente.

NÚMERO DE ARTÍCULO*

	Locking	Cushion
	Item #	Item #
Size/Profile	Symmetrical	Symmetrical
Medium Plus	H442-1494	H440-1494
Large	H442-1496	H440-1496
Large Plus	H442-1498	H440-1498
Extra Large	H442-1497	H440-1497